



MiPROLAB

MKP SERİSİ AZOT PROTEİN DESTİLYASYON ÜNİTESİ

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

GELİŞTİRİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

Her türlü ajana karşı cihaz gövdesi tamamen dayanıklı yapıdadır, Döküntü yapmaz.

Cihaz programlanabilir mikroproses kontrollüdür.

Cihazın ekranı LCD olup gösterge alfa numerik ve tuşları dokunmatiktir.

Distilat sonunda atık başlatma otomatik olarak devreye girer.

Cihaz uyarı mesajları vererek kullanıcıyı uyarır.

Buhar jeneratöründe su olup olmadığını cihaz kullanıcıya bildirir.

Eklenecek alkali miktarı ayarlanabilir.

Buhar jeneratörü 1700 Watt gücündedir.

Cihaz aksesuarları ile kompledir.

220 V 50 Hz ile çalışır.



	MKP
ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	505x713x355
NET AĞIRLIK (kg.)	36
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	40

MiPROLAB

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

