



TARLA KAPASİTESİ SOLMA NOKTASI TAYİN CİHAZI (PF Set)

*Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim

Tarım topraklarının tarla kapasitesi ve solma noktası değerlerini ortaya koyarak toprakların su ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla kullanım.

4 ÜNİTE FARKLI ÜNİTE

- ▶ Basınç Ayar Kontrol Panosu (Manifold)
- ▶ 5 Bar Basınçlı Levha Tenceresi
- ▶ 15 Bar Basınçlı Levha Tenceresi
- ▶ PM Hava Kompresörü 220V
- ▶ 15 bar ve 5 bar basınçlı levha tencerelerinin çalışmasına izin veren tarla kapasitesi ve solma noktası manifoldlarının bir arada bulunduğu bir sisteme sahip olan basınç ayar kontrol panosu (Manifold).

TARLA KAPASİTESİ MANİFOLDU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ▶ Basınç 0-100 psi ile 0-6 bar
- ▶ Manometre psi birimli basıncı 0-100psi, 5 psi oranında bölünmüştür ve her 5psi aralığında 0,5psi artış göstermektedir.

SOLMA NOKTASI MANİFOLDU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ▶ Basınç 0-300psi ile 0-20 bar
- ▶ Manometre psi birimli basıncı 0-300 psi, 20 psi oranında bölünmüştür ve her 20 psi aralığında 2 psi artış göstermektedir.
- ▶ Manometre bar birimli basıncı 0-20 bar, 0,1 bar oranında bölünmüştür ve her 1 bar aralığında 0,1 bar artış göstermektedir.
- ▶ Manometrenin hassasiyeti %1'in 1/4'ü oranında ve hassas ölçüm için şerit şeklinde ince ayar imkanı.

5 BAR BASINÇLI LEVHA TENCERESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ▶ 0-5 bar basınç aralığındaki toprak örneklerinin su tutma özelliklerini analiz edebilecek şekilde üretim
- ▶ 22 cm derinlik, 30 cm çap ile ideal kullanım.
- ▶ Bir defada 4 adet seramik levha kaba yerleştirilerek yaklaşık 48 adet örneğin aynı anda analiz imkanı
- ▶ 1 adet basınç tenceresi ve kapağı, kısıkaçlar, vidalar, lastik contalar ve çıkış ağzı boruları set içine dahildir.
- ▶ 2 adet 1 barlık Seramik Plate

15 BAR BASINÇLI LEVHA TENCERESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ▶ Tarımsal uygulamaların çoğunda solma noktası seviyesindeki basınçlarda toprak örneklerinin su tutma özelliklerini analiz edebilecek ideal tasarım
- ▶ 10 cm derinlik, 30 cm çap ile ideal kullanım
- ▶ Bir defada 3 adet seramik levha koyularak aynı anda yaklaşık 36 adet örneğin analiz imkanı
- ▶ 1 adet basınç tenceresi ve kapağı, kısıkaçlar, vidalar, lastik contalar ve çıkış ağzı boruları set içine dahildir.
- ▶ 2 adet 15 barlık Seramik Plate

PM HAVA KOMPRESÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ▶ Basınçlı levha tencereleri için gerekli havayı sağlayacak güç.
- ▶ 240 psi'de devreye girip, 295 psi'de devreden çıkacak çalışma sistemi.
- ▶ Maksimum 20 bar hava basınç sağlar.
- ▶ 35 kg'ı geçmeyen ağırlık ile optial kullanım.
- ▶ 220 V/50Hz
- ▶ 4 lt. Hava deposu.
- ▶ Orijinal bağlantı hortumu.

