



MDS SERİSİ DİSTİLE CİHAZI

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MDS Serisi Su Distile Cihazları şebeke suyunu belirli işlemlerden geçirerek en hızlı ve ergonomik şekilde saf su haline getirmeye yardımcı olan cihazlardır ve bir çok alanda kullanılmaktadır.

ELVERİŞLİ KULLANIM

- Paslanmaz çelik ısıtıcıya sahiptir,
- Su ve buharla temas eden tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden yapılmıştır.
- Masa üstü kullanım veya duvara monte edilir tip olarak kullanılabilir.
- Uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlanmış ultra sağlam tasarımdan oluşmuştur.

GÜVENİLİR TASARIM

- Boş kaynama kazanı ve su kesintisine karşı koruma,
- Düşük su seviyesi ikazı,
- Düşük su basıncında dahi yüksek verim,
- Kolay ve anlaşılabilir kullanım,
- Cihazın çalıştığını gösteren ışıklı aç/kapa anahtarı
- Aşırı ısınmaya karşı gazlı emniyet termostatu.



		MDS-4	MDS-8	MDS-12
KAPASİTE		4 Lt / Saat	8 Lt / Saat	12 Lt / Saat
ISITICI		3000 W	6000 W	9000 W
SOĞUTMA SUYU		40 Lt	80 Lt	120 Lt
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm		400x622x400	400x622x400	400x622x400
MALZEME	İÇ MALZEME	Paslanmaz Çelik		
	DIŞ MALZEME	Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik		
GÜVENLİK		Aşırı Sıcaklık Koruması		
		Su Seviye Sensörü		
NET AĞIRLIK (kg.)		26	26	26
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)		30	30	30

OPSİYONEL İSTEKLER

- Ön arıtma olanağı,
- Çıkış suyu iletkenliği 2-5 µm.

