



## MAE SERİSİ AZOT EVAPORATÖR

\*Özel Ölçü  
ve Özelliklerde  
Üretim

MAE Serisi Azot Evaporatörleri, Alt kontrol bölümü, stant, numune taşıyıcı ve gaz dağıtıcı sistemlerden oluşmaktadır.

Test numuneleri alüminyum bloklarda bulunmakta ve 5 -10 PSİ basınçtaki gaz taşıyıcı bölmelerden numune tüplerine ulaşmaktadır.

Test tüplerinin boyutlarına ve içindeki sıvı oranına bağlı olarak bu taşıyıcı yükseklikleri değiştirilebilmektedir.

316 tip paslanmaz çelik iğneler veya cam pipet aracılığıyla da azot gazı numuneleri yüzey alanına üflenmektedir.



## FARKLI SEÇENEKLER

- İki farklı model: 12 – 24 numune kapasiteli.

## GÜVENLİ KULLANIM

- Kolay ve Güvenilir kullanım,
- 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve gaz rayı sayesinde uzun süreli kullanım,
- Farklı hacimlerdeki tüpler için değiştirilebilir alüminyum blok,
- Yüksek hassasiyet ve sıcaklık kontrolü,
- Bir seferde örnekleri, çok sayıda üfleme,
- Bağımsız bir şekilde, her bir örnek için üfleme,
- Yüksek sıcaklık koruma sistemi,
- Ayarlanabilir hava akımı miktarı ile aşırı gaz sarfiyatı engellenmiştir,
- O.S.+5 C ile 100 C arasında  $\pm 1$  C hassasiyetle ayarlanabilir çalışma sıcaklığı,
- Mikroişlemcili (PID) kontrol sistemi ve alarm kontrollü sıcaklık çalışma sistemi,
- 220 Volt, 50 Hz, 5 A.



|                      | MAE-12               | MAE-24    |
|----------------------|----------------------|-----------|
| ÇALIŞMA SICAKLIK     | O. S. +5 °C / 200 °C |           |
| KONTROL SİSTEMİ      | PID & MP             |           |
| SICAKLIK HASSASİYETİ | $\pm 1$ °C           |           |
| KULLANILABİLİR HACİM | 12 Numune            | 24 Numune |
| GÜÇ DEĞERLERİ        | 230 V, 50 HZ.        |           |
| DIŞ YÜZEY YAPISI     | Paslanmaz Çelik      |           |

*\*Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*

## OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü, Yazılım, Program)

**MIPROLAB**

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

