



MIPROLAB

MDS-D SERİSİ DİSTİLE CİHAZI (DEPOLU)

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MDS Serisi Su Distile Cihazları şebeke suyunu belirli işlemlerden geçirerek en hızlı ve ergonomik şekilde saf su haline getirmeye yardımcı olan cihazlardır ve bir çok alanda kullanılmaktadır;



Laboratuvar



Hastane



Diyaliz Merkezleri



Kimya Sektörü



Kozmetik Sektörü ve daha
bir çok alan.



ELVERİŞLİ KULLANIM

- Paslanmaz çelik ısıtıcıya sahiptir,
- Su ve buharla temas eden tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden yapılmıştır.
- Masa üstü kullanım veya duvara monte edilir tip olarak kullanılabilir.
- Uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlanmış ultra sağlam tasarımdan oluşmuştur.

GÜVENİLİR TASARIM

- Boş kaynama kazanı ve su kesintisine karşı koruma,
- Düşük su seviyesi ikazı,
- Düşük su basıncında dahi yüksek verim,
- Kolay ve anlaşılabilir kullanım,
- Cihazın çalıştığını gösteren ışıklı aç/kapa anahtarı
- Aşırı ısınmaya karşı gazlı emniyet termostatu.

		MDS-4	MDS-8	MDS-12
KAPASİTE		4 Lt / Saat	8 Lt / Saat	12 Lt / Saat
ISITICI		3000 W	6000 W	9000 W
DEPO KAPASİTESİ		24 Lt		
SOĞUTMA SUYU		40 Lt	80 Lt	120 Lt
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm		700x566x366	700x566x366	700x566x366
MALZEME	İÇ MALZEME	Paslanmaz Çelik		
	DIŞ MALZEME	Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik		
GÜVENLİK		Aşırı Sıcaklık Koruması		
		Su Seviye Sensörü		
NET AĞIRLIK (kg.)		34	34	34
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)		38	38	38

*Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.



OPSİYONEL İSTEKLER

- Ön arıtma olanağı.

MIPROLAB

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

