



# MiPROLAB

## MHP SERİSİ YAĞ TAYİN (SOXHLET) CİHAZI

\*Özel Ölçü  
ve Özelliklerde  
Üretim

MHP Serisi Soxhlet numunelerin içindeki toplam yağ miktarının katı ve sıvı ekstraksiyonu ile bulunması için dizayn edilmiştir. Çoğunlukla yiyecek maddelerindeki ve yemlerdeki toplam yağ miktarı tayini için kullanılan MHP Serisi bunun ile birlikte bir çok alanda da kullanılmaktadır;

*\*MHP Serisi Yağ Tayin cihazımızın Tekli/İkili/Dörtlü/Altılı modelleri bulunmaktadır.*

### GÜVENİLİR TASARIM

Cihazımızın gövde kısmı elektrostatik fırın boyalıdır.

Cihazımız ile birlikte, 250 ml ve 500 ml balonlu ekstraktör soğutucudan oluşan soxhlet grubu, düzeneği statiflere tutturmak için kaskaç ve nivodan oluşan bağlantı elemanları ve soğutucu hortumu verilmektedir.

Cihazımız 220 volt 50hz. şebeke elektriği ile çalışmaktadır.

Cihazımızın maksimum çalışma sıcaklığı ~300°C'dir. Cihazımız tamamen yekpare bir gövdeye sahip olup, ısıtıcı sistemleri bir yüzeyde toplanmıştır.

Cihazımızın ısıtıcıları ve gövde arasında sıcaklık geçişini engelleyen, delikli yalıtım sacı bulunmaktadır.



### ELVERİŞLİ KULLANIM

MHP Serisi Soxhlet cihazımızın ön kullanım panelinde, her bir ısıtıcı sistemin kumanda panosu ayrı ayrı şekilde bulunmaktadır. Ve bu panoların üzerinde ışıklı açma/kapama anahtarı, ısı anahtarı ve ısı sinyal lambası bulunmaktadır.

Cihazımızın ısıtıcı sistemlerinin arkasında; soxhlet balon ekstraktör soğutucu sisteminin düzgün tutturulmasını sağlayan ve ayrı ayrı dizayn edilmiş, statif çubuk düzeneği mevcuttur.

|                       | MHP-2       | MHP-4       | MHP-6       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| KURULU GÜÇ            | 900 W       | 1800 W      | 2700 W      |
| ÖLÇÜLER (EXBXD) mm    | 302x160x270 | 600x160x270 | 850x160x270 |
| NET AĞIRLIK (kg.)     | 5           | 7           | 12          |
| PAKETLİ AĞIRLIK (kg.) | 7           | 9           | 14          |

### OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- Dijital Ekran Seçeneği.

**MiPROLAB**  
MiPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AÇAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

