



MIPROLAB

MKS SERİSİ KİMYASAL SAKLAMA DOLAPLARI

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

Miprolab MKS Serisi kimyasal saklama dolapları, laboratuvar ortamlarında kullanılan tehlikeli maddelerin muhafazası için tasarlanmış cihazlardır. Laboratuvarlarda bulunan kimyasal ürünler zamanla zehirli gaz yaymaktadır, bunun sonucunda zararlı sonuçlar doğmaktadır, bunu engellemek adına üretilen saklama dolapları bir çok alanda kullanılmaktadır;



Laboratuvarlar



Araştırma
Merkezleri



Kimya
Sanayi



İlaç
Sektörü



Eğitim
Kurumları



AR-GE



GÜVENLİ SAKLAMA

- Ön işlem sonrası elektrostatik yanmaz toz boyalı gövde ve kabin,
- Çekmecelerin alt yüzeyleri, uygun hava sirkülasyonunu sağlamak için perfore edilmiştir,
- Sızdırmaz conta sistemi,
- Çok rahat çekilebilen ve takviyeli teleskopik raylar üzerine yerleştirilen çekmeceler,
- Kilitli kapak sistemi,
- Gövdenin iki yan duvarında, her iki panel arasında hava emiş boşluğu,
- Kabinin üst kısmındaki çift cidarlı yapı sayesinde dışarı atılan hava ile kabin içerisinde oluşabilecek asit, baz, solvent, buhar ve kokuları tahliye edilmektedir,
- Hız kontrollü fan.

	MKS-90	MKS-100	MKS-120	MKS-150
KURULU GÜÇ	35 W / 230V / 50-60HZ			
ÇEKMECE ÖLÇÜLERİ (EXBXD) mm	720x75x365	820x75x365	1020x75x365	1320x75x365
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	900x1985x500	1000x1985x500	1200x1985x500	1500x1985x500
NET AĞIRLIK (kg.)	106	120	134	148
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	116	131	146	161

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*



OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- Dijital Gösterge,
- 4 adet çekmece,
- Ön panelde akrilik cam.
- PP iç yapı
- Şifreli kapı kilidi