



MIPROLAB

MLİ SERİSİ İNKÜBATÖRLER

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

Mipro MLI Serisi inkübatörler, inkübasyon işlemini tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlamaktadır, inkübasyon ekimi tamamlanmış mikroorganizmaları, üreyebilecekleri elverişli sıcaklıkta belirli bir süre tutma işlemidir.



İlaç Sektörü



Klinikler/
üniversiteler



Biyoteknoloji



AR&GE - ÜR&GE
Laboratuvarları



Beton Sanayi



Plastik Sanayi



Elektronik
Sanayi



Yarı İletken
Sanayi



Temel Araştırmalarda/
Araştırma Enstitülerinde



Gıda Sektörü



Kimya
Sektörü

GÜÇLÜ TASARIM

- İnkübasyon, kurutma ve ısıtma işlemleri için ideal dizayn,
- Bir çok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre,
- Cam yünü, alüminyum tabaka ve hava boşluğundan oluşan üçlü yalıtım,
- İçerisini gözetlemeye imkan veren iç cam kapı,
- Sıkı kapanan ve silikon contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı,
- Üçlü izolasyon ile mükemmel sıcaklık dağılımı ve kararlılığı,
- Güçlü ısıtma ile homojen sıcaklık dağılımı,
- Hava sirkülasyonu (fan) veya doğal hava dolaşımı ile sağlanan homojen sıcaklık dağılımı.



GELİŞTİRİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

- Çalışılan değerleri hafızada tutan mikroişlemcili kontrol sistemi,
- Bütün parametreler ve menü ayarları için, kullanım kolaylığı sağlayan, çevir/bas özellikli tek bir ayar düğmesi,
- Sıcaklık ve zaman için dijital göstergeler, kullanımı kolay kontrol paneli; şifreli koruma,
- Harici bellek üzerine kayıt için USB çıkışı (365 güne kadar),
- Ayarlanabilir havalandırma klapesi,
- Emniyet termostatu, programlanabilir alarm limit değerleri.

	MLİ-55	MLİ-120
SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI	Ortam Sıcaklığı +5 °C / 99,9 °C	
SICAKLIK SENSÖRÜ	NTC	
SICAKLIK DAĞILIMI	O.S.+5-40 °C $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$	
	40-99,9 °C $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$	
KONTROL SİSTEMİ	PID & MP	
SICAKLIK DEĞİŞİMİ	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$	
SICAKLIK HASSASİYETİ	0,1 °C - 0,5 °C	
ZAMANLAYICI	1 Dak. - 99.59 Saat + Süresiz Çalışma	
ERTELEME ZAMANI	1 Dak. - 99.59 Saat	
KULLANILABİLİR HACİM	55	120
RAF SAYISI	2-7	2-10
EMNİYET TERMOSTAT	Gaz Genleşmeli Termostat (50 °C - 120 °C)	
	Kontrol Termostatının Arıza İhtimaline Karşılık Cihaz Dışından Ayarlanabilen Emniyet Güvenlik Termostadı	
GÜÇ DEĞERLERİ	220-230 V, 50 HZ.	
KURULU GÜÇ	400 W	800 W
İÇ YÜZEY YAPISI	Paslanmaz Çelik	
DIŞ YÜZEY YAPISI	Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik	
İÇ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	400x400x365	500x500x515
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	630x725x505	720x850x655
NET AĞIRLIK	50	55
PAKETLİ AĞIRLIK	70	75

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- 4.3 / 5.5 ve 7.2 İnç Ekran Seçenekleri,
- Dahili Hafıza (125 Gün),
- GSM modem üzerinde erişim.

MİPROLAB

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

