

**MİPROLAB**

MPCR SERİSİ PCR KABİNLERİ

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MPCR Serisi Çalışma Kabinleri mikrobiyolojik çalışmalarda numune kontaminasyonunun engellenmesi amaçlı kullanılan çalışma kabinleridir. Laboratuvarlarda oluşan hava akımlarına karşı numuneyi hava akımlarından HEPA filtre ile korumak amacıyla ve ayrıca sahip olduğu UV dezenfeksiyon sistemi sayesinde çalışma kabini içindeki mikrobiyolojik/biyolojik numunelerin uygulama öncesi ve sonrasında dekontaminasyonu sağlanmaktadır.

GÜÇLÜ VE EŞSİZ TASARIM

MİPRO UV PCR Çalışma Kabinleri (Polimeraz zincir reaksiyonu), analiz hazırlıkları çalışmalarında moleküler reaktiflerin, karışımların veya steril kalması gereken diğer numunelerin kontaminasyondan korunmasını sağlayan hava-partikül yoluyla koruma cihazlarıdır.

MİPRO HEPA PCR Çalışma Kabinleri, HEPA filtre yardımıyla Doğrusal (Laminer) Hava Akım (LAF) kabinler ile aynı prensiplerde çalışan ürün koruma amaçlı tasarlanmış cihazlardır.

MİPRO HEPA/UV PCR Çalışma Kabinleri, HEPA filtre yardımıyla, kabin içinde çalışılan havanın tümünün tekrar dolaşım (sirkülasyon) edilmeden filtre edilerek kabin dışına atılması prensibi ile çalışmaktadır. Kabin içi hava hareketleri ve yönlendirilmesi bir fan motoru aracılığı ile sağlanmaktadır.



GELİŞTİRİLMİŞ SİSTEM

Hepa filtreler kolaylıkla ve kısa sürede değiştirilebilir.

Kolaylıkla erişilebilen kontrol sistemi kontamine olmuş alan dışına yerleştirilmiştir.

Cam pencerenin içini temizlemek için çaba ve zaman gerekmemektedir.

Otomatik pencere tam olarak açılır ve sabit kalarak temizliği kolaylığı sağlar.

Cihazın cam sistemi ön pencere görüş alanını en üst düzeye çıkarmak için çerçevesizdir. Ön ve arkasının temizliği için kolay ulaşılabilecek yapıdadır. Pencere camı 6 mm temperli dağılmaz camdır. Cam üzerinde kalıcı aşınma/dağılama yoktur.

Tüm işler otomatik olarak yapıldığından kullanıcının herhangi bir ayar yapmasına gerek yoktur.

Fan motoru ve filtreler hariç tüm bileşenler, kabini de-kontamine etmeye gerek olmaksızın servis işlemini kolaylaştırmak üzere kontamine hava alanları dışında yer almaktadır.

Cihazla birlikte orjinal standart aksesuarları ve cihaza müdahalede kullanılacak spesifik aparatları eksiksiz olarak verilmektedir. Cihazın fonksiyonlarını arttırabilmek ve testler esnasında kullanabilmek amacıyla varsa gerekli yedek parça ve aksesuarlar ücretsiz olarak cihazla birlikte ayrıca verilmektedir.

Kabin, kullanıcı konforunu en uygun hale getirmek, kamaşmayı azaltmak ve çalışma alanına erişimi en üst düzeye çıkarmak için uygun yapıda tasarlanmıştır. Cihazda ön hava emiş bariyerlerindeki havanın çalışma sırasında personel tarafından engellenmemesi için uygun yapıdadır.

	MPCR-90	MPCR-120	MPCR-150	MPCR-180
İÇ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	870x650x670	1170x650x670	1470x650x670	1770x650x670
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	992x1940x817	1292x1940x817	1592x1940x817	1892x1940x817
NET AĞIRLIK (kg.)	122	136	150	164
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	130	145	161	176

CİHAZ BOYLARI AYAK DAHİL ÖLÇÜLERDİR, AYAK BOYU 740 MM'DİR

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*



OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program)
- 4.3 / 5.5 ve 7.2 İnç Ekran Seçenekleri.

