



MSL SERİSİ DAİRESEL DOĞRUSAL SALLAYICILAR

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MSL Serisi Sallayıcılar, beher içerisindeki numunelerin en hızlı şekilde homojen olarak (dairese ve doğrusal hareketlerle) çalkalanmasını sağlayan ve bir çok alanda farklı testler için kullanım amacıyla üretilen cihazlardır.

GÜÇLÜ VE EŞİZ TASARIM

- Dairesel veya Doğrusal çalkalama hareketi,
- Bakım gerektirmeyen, fırçasız tip motor,
- En fazla yükleme kapasitesi 30 kg,
- Geniş çalkalama platformu (350x350 mm),
- Farklı kullanımlar için değişik adaptörler, yaklaşık ölçüler 480x400x160 mm.

GENİŞ ÖZELLİK YELPAZESİ

- Tek kontrol butonu ile kolay kullanım, kilitleme özelliği,
- Aşırı yüklemeye karşı motor koruma sistemi; hata durumlarında, çalışma zamanı bittiğinde uyarın sistem,
- Büyük katı cisimlere ve damlayan suya karşı koruma (IP 21),



	MSL-40	MSL-60
ÇALKALAMA HIZI AYAR ARALIĞI	10 ile 300 rpm arasında farklı hızlarda çalışma imkanı	
KURULU GÜÇ	100 W	
GÜÇ	Alarm özelliği, 220 V, 50 Hz şehir elektriği ile çalışma	
HAVA AKIŞ HIZI KONTROLÜ	Programlanabilir dijital kontrol ünitesi, Likit Kristal Gösterge (LCD)	
ZAMAN	Hız ve zaman (1 dk-99,9 saat/sürekli) için göstergede skala (bar grafik) LCD göstergede, aktüel hız/zaman ile ayarlanan hız/zaman gösterimi	
ÇALKALAMA GENLİĞİ (mm)	20	
EN FAZLA YÜKLEME KAPASİTESİ (kg.)	30	
APARAT HARİÇ KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	420x165x570	
NET AĞIRLIK (kg.)	20	
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	35	

OPSİYONEL İSTEKLER

- 10 basamaklı, 9 program özelliği,
- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- Özel ölçü çalkalama platformu.

