



MIPROLAB

MSS SERİSİ SOĞUTMALI SİRKİLATÖR

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MSS Serisi Soğutmalı Sirkilatör laboratuvarlarda sıvıların veya katı maddelerin kontrollü bir şekilde ısıtılması veya soğutulması için kullanılan bir cihazdır. Sıcaklık çalışma sınırları 0/80°C arasında ayarlanabilir olması sayesinde bu sıcaklıklarda örnekler üzerinde bir çok alanda farklı amaçlarda testlerin yapılmasını sağlar;



Temel
Araştırmalarda/
Araştırma
Enstitülerinde



Klinikler /
Üniversiteler



Biyoteknoloji



Ar&ge - Ür&Ge
Laboratuvarları



Beton Sanayi



Plastik Sanayi



Elektronik Sanayi



Yarı İletken
Sanayi



GÜÇLÜ SİSTEM

- Güçlü sirkülasyon sağlayan pompası (5 lt/dk) sayesinde istenilen sıcaklığa hızlı bir şekilde ve homojen olarak ulaşılmasını sağlar,
- Dahili ve Harici sirkülasyon ile farklı amaçlar için rahat kullanım,
- Isıtma işlemleri için ideal dizayn,
- Birçok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre,
- Sıcaklık çalışma aralığı: 0 °C / 100 °C.

GENİŞ ÖZELLİKLER

- Mikroişlemcili kontrol sistemi,
- Sıcaklık ve zaman için dijital gösterge, (LCD) kullanımı kolay kontrol paneli,
- Yapılan programın başlama zamanı, 1 dk. - 99.9 saat aralığı içinde ayarlanan bir süre kadar ertelenebilmektedir.

	MSS-15	MSS-30
SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI	-10 °C / 100 °C	
SICAKLIK SENSÖRÜ	PT-100	
KONTROL SİSTEMİ	PID & MP	
SICAKLIK DAÇILIMI, 37 °C	≤ ± 0,5 °C	
SICAKLIK AYAR VE GÖSTERGE HASSASİYETİ	± 0,1 °C	
ZAMANLAYICI	1 Dak. - 99.9 Saat + Süresiz Çalışma	
TANK HACMİ	15	30
GÜÇ DEĞERLERİ	220 V, 50 HZ.	
İÇ YÜZEY YAPISI	Paslanmaz Çelik	
DIŞ YÜZEY YAPISI	Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik	
İÇ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	240x150x300	300x150x505
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	310x425x510	370x475x575
NET AĞIRLIK (kg.)	30	45
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	35	50

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program)
- 4.3 / 5.5 ve 7.2 İnç Ekran Seçenekleri.
- -20°-100° veya -40°-100° Seçeneğiyle.
- Dahili ve harici sirkülasyon ilavesi.