



MİPROLAB

MUC SERİSİ ULTRASONİK SU BANYOSU

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MUC Serisi ultrasonik banyolar; temizlik amaçlı (büret, pipet, petri kabı gibi teknik cam eşya), tıbbi aletler, her türlü metal parça, elektronik parçalar, konsantrasyon tayininde sıvıların gazını gidermek için, sulandırma işlemlerinin hızlandırılmasında, eşzamanlı temizlik ve dezenfeksiyon, emülsiyon hazırlamada, analiz için örnek hazırlamada ve bir çok alanda kullanılmaktadır;

GENİŞ ÖZELLİK ALANI

Cam malzemelerin, metal ürünlerin, elektronik komponentlerin ve çeşitli aparatların derinlemesine temizliğini sağlar, Sağlam ve tek parçadan oluşan vibrasyon tankı ve gövde paslanmaz çelikten üretilmiştir, Kesintisiz ve etkili ultrasonik dalga boyu tüm yüzeylerde hassas ve kesin temizliği garanti eder, Kontrol ünitesi sıcaklık ve zaman kontrolünü sağlar. Paralel olarak ayarlanan ve gerçek değerleri gösterir, Sık tekrarlanan çalışmalarda hafıza fonksiyonu kaydedilen değerleri saklar ve istenildiğinde derhal devreye sokar.


GÜÇLÜ SİSTEM

- Isıtma sistemi istenilen sıcaklığa çok kısa zamanda ulaşılmasını sağlar,
- Banyo içi sıcaklık ortam sıcaklığı ile 80 °C arasında ayarlanabilir,
- Zaman kontrolü 1-30 dakika arasında ayarlanabilir.

MUC-45	
ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	530x470x325
NET AĞIRLIK (kg.)	20
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	23

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- 4.3 / 5.5 ve 7.2 İnç Ekran Seçenekleriyle.
- Dahili Hafıza (125 Gün),
- İsteğe bağlı aksesuarlar.
- Dahili ve harici sirkülasyon ilavesi.



MİPROLAB

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

