



MT SERİSİ TIK TIK CİHAZI

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MT Serisi Tık Tık cihazlarımız her türlü toprak numunelerini rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sıkıştırmak için dizayn edilmiş cihazlardır.

GÜÇLÜ SİSTEM

Masa üstü ve tek kişi ile taşınabilir sandık tip.

Toprak numunesinin sıkıştırılmasını yapmaya uygundur.

5 adet numune kabı cihaz ile birlikte verilir.

Manuel numaratorü ile rahat kullanım.

220 V, 50 Hz



AGREGAT STABİLİTE CİHAZI

Dijital gösterge ile rahat kullanım.

Masa üstü tipte ve tek kişi ile taşınabilir.

6-8-12 adet toprak numunelerinin stabilitesini yapmaya uygun.

Ayarlanabilir dalış sayısı ve dalış sayısı tamamlandığında otomatik durabilme.

0,060 – 0,125- 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 4 ve 5 mm lik elekler ile kullanım imkanı. Bir elek serisinin, diğer bir elek serisine takılıp sökülebilde özelliği.

4 elek serisinin daldırılabilceği büyüklükte su haznesi ve elek setinin daldırılabilceği 6-8-12 adet su haznesi.

