



MİPROLAB

MTS SERİSİ TROMBOSİT ÇALKALAYICILAR

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

GÜVENLİ KULLANIM

- Paslanmaz çelik tel raf sistemi,
- 60 devir/dk. sabit çalkalama hızı,
- Etiketleme için rahatlık sağlayan çekmeceli raflar,
- 54 adet trombosit torba kapasitesi,
- 9 adet numaralandırılmış, ergonomik, paslanmaz, çelik tel raf,
- Düşük sesli çalışma
- Sesli alarm sistemi.



	MTS
KURULU GÜÇ	100 W
NET AĞIRLIK (kg.)	25
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	27

MİPROLAB

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

