



MDK SERİSİ DESİKATÖR KABİNLERİ

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

ÇEŞİTLİ EBATLAR

MDK Serisi Desikatör kabinler kullanıcı ihtiyacına göre istenilen en, boy, derinlik ve raf sayısı ile üretilebilmektedir.

SAĞLAM DAYANIKLILIK

- Hassas ürünlerin raf ömrünü, kalitesini, dayanıklılığını korur.
- Hassas ölçümler ve testler için korumalı bir alan sağlar.
- Maddelerin nemden kaynaklanan yararlanan korunmasını sağlar.
- Ürün kaybını önleyerek maliyetleri azaltır.

OPSİYONEL İSTEKLER

- İstenilen ölçü ve ebatlarda üretim,
- Ekstra raf ve numune kabı.



	MDK-50
DIŞ BOYUTLAR (ExBxD)	325x420x580 mm
İÇ BOYUTLAR (ExBxD)	280x50x520 mm
HACİM	50 Litre
YAKLAŞIK AĞIRLIK	8 kg
RAFLARIN TAŞINABİLECEĞİ EN FAZLA AĞIRLIK	6 kg
KABİN MALZEMESİ	Akrilik Levha
ÇERÇEVE MALZEMESİ	Alüminyum, Polimetilme Takrilat Esaslı Termoplastik Malzeme
STANDART RAF SAYISI	4
GÖSTERGE	Dijital Sıcaklık ve Nem
İŞLETME SICAKLIĞI	-20 / + 70 °C
KULLANIM ŞEKLİ	Oda Şartları
DİĞER ÖZELLİKLER	Alt Toplama Tepsisi, Silika Jel

