



MiPROLAB

MES SERİSİ ELEK SARSMA CİHAZI

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MES Serisi Elek Sarsma Cihazları, partiküllerin en büyükten en küçüğe doğru dizilmesine ve parçaların boyutlarına göre elenip ayrıştırılmasına yarayan cihazlardır. Numunelerin boyunu küçültmek, maddeleri ayrıştırmak ve numune analizi yapmak için bir çok alanda farklı analizler için kullanılmaktadır.

SAĞLAM TASARIM

MES Serisi Elek Sarsma Cihazları, hızlı ve güvenli bir şekilde partiküllerin elenmesine ve ayrıştırılmasına yardımcı olmaktadır.

Taşınabilir ve portatif yapıdadır.

Elek ve malzemeye titreşim uygulanmasını sağlayan dinamik bir güç kaynağı ile donatılmıştır.

Yanında 5 adet elek ile birlikte sunulmaktadır.

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü, Yazılım, Program)



	MES-8	MES-8 D
ÖZELLİKLER	Masa üstü kullanıma uygun cihazdır. Hız kontrollü / frekans ayarlı, Zaman ayarlı 0-120 dakika, Titreşim 20-200 devir/dakika Kapasite 8 elek, Elek tutucu statifleriyle komple Dairesel ve düşey hareket	
HIZ AYARI	Sabit	0-50 Hz
ZAMANLAYICI	Analog	Dijital
ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	400x500x340	
NET AĞIRLIK (kg.)	35	
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	37	

MiPROLAB

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AÇAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

