



MGS SERİSİ GERBER CİHAZI

MGS Serisi Süt ve Yağ Santrifüjleri, süt ve süt ürünlerinin yağ miktar oranını tespit etmekte kullanılmak üzere dizayn edilmiş cihazlardır.

Sütün içindeki yağ oranını gerber yöntemine göre tespit eder, ekonomik ve güvenilirdir.

GÜVENLİ VE EŞSİZ TASARIM

- Sıcaklık ve zaman için likit kristal gösterge (LCD),
- Bütün parametreler ve menü ayarları için, kullanım kolaylığı sağlayan, çevir/bas özellikli tek bir ayar düğmesi,
- Otomatik frenleme ve kapak kilidi,
- 8 bütirometre kapasiteli,
- Çalışma sırasında 65 °C'ye kadar otomatik olarak ısınma,
- Kapak kilidi ve aşırı hızlanmaya karşı koruma,
- Dijital zamanlayıcı (1-99 dk),
- Gerber metoduna göre 1500 d/d dönüş hızı.

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program).

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim



MGS-8

KAPASİTE	8 Adet Bütirometrler
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	65 °C
DEVİR	1500 D/D --- 1500 U/Min.
DIŞ ÖLÇÜLER (mm)	390x250x490
MALZEME	Paslanmaz Çelik / Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Stainless Steel / Epoxy - Powder Coated
GÜVENLİK	Otomatik Kapak Kilidi
KURULU GÜÇ	700 W
GÜÇ DEĞERLERİ	220/230 V, 50/60 HZ
NET AĞIRLIK (kg.)	20
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	24

