



MIPROLAB

MKR SERİSİ KİMYASAL OKSİJEN REAKTÖRÜ

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MKR Serisi Kimyasal Oksijen Reaktörleri, KOİ analizi için ve numune hazırlamak için dizayn edilmiştir. Topraklar, Yemler, çökeltiler ve organik dokular organik ve inorganik malzemelerdeki metalik ve metalik olmayan elementleri belirlemek için bir çok alanda kullanılmaktadır.

GÜÇLÜ SİSTEM

- Hassas elektronik sıcaklık kontrolü,
- Likit Kristal Gösterge (LCD), sıcaklık ve kalan süreyi gösterir,
- Hızlı ve ekonomik tasarım,
- 5°C ile 200 °C arasında farklı sıcaklıklarda çalışma imkanı,
- 30, 60, 90, 120 dakika zaman ayarı veya devamlı çalışma,
- Reaksiyon süresi sonunda otomatik kapanma ve sesli ikaz,
- 42 mm çapında cam tüplerle 6/8/12'li tüplerle çalışma imkanı,
- Aşırı ısınmaya karşı güvenlik kontrolü,
- 160 °C'de sadece 30 dakikada COD analizi,
- Çalışma sonunda otomatik durma,
- Antisplash çanı, kullanıcıyı ve diğer örneği korur.



	MKR
ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	500x175x290 (Boy: Aparat dahil 430 mm)
NET AĞIRLIK (kg.)	15
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	17

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program).

MIPROLAB

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AÇAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

