



MKY SERİSİ AZOT PROTEİN YAKMA ÜNİTESİ

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

GELİŞTİRİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

- Paslanmaz çelik gövde,
- 8-12-24 farklı numuneyi aynı anda çalıştırabilme imkanı,
- 450°C kadar ayarlanabilir sıcaklık,
- Tek parça gaz tahliye sistemi,
- 300 ml'lik 50 mm çapında yakma tüpleri ile kullanım Teknik Parametreler.

	MKY
ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	480x165x310 (Boy: Aparat dahil 500mm)
NET AĞIRLIK (kg.)	17
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	19

SAĞLAM DİZAYN

- Ölçüm Çeşitleri** : Tahıl, yem, süt ürünleri, içecek, toprak, ilaç, çökelti, kimyasallar vb.
- Çalışma Modu** : Otomatik ve Manuel
- Su Kaynağı** : Musluk suyu veya damıtılmış su
- Tekrarlama Oranı** : Göreceli standart sapma 1.5Mpa su sıcaklığı <°C
- Örnekleme Katı** : 0.20g - 2.00g
- Yarı Katı** : 2.00g - 5.00g
- Sıvı** : 2.00g - 5.00g
- Kurtarma (recovery)**
- Başarı Oranı** : >=99%
- Ölçüm Derecesi** : 0.1mgN - 200mgN (mg Nitrogen)
- Destilasyon Hızı** : 5 - 15 min / numune
(Numune miktarına bağlı)
- Soğutma için Su Tüketimi** : 3L / dk.

