



MİPROLAB

MLD SERİSİ DEĞİRMENLER

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

Miprolab MLD serisi değirmenler, laboratuvar ortamında kullanılmak üzere taş, toprak bakliyat, tahta, odun, cam vb. ürünlerin kırılması veya öğütülmesi için en uygun ve verimli şekilde tasarlanmış cihazdır ve bir çok alanda kullanılmaktadır.

SAĞLAM DİZAYN GÜÇLÜ MOTOR

- Alaşımli çelik dökümden öğütücü kapağı ve gövde,
- 160mm Ø öğütücü odası,
- Özel alaşımli çelikten yapılmış, dinamik dengeli 3 gruplu çekiçli bir rotor ile öğütme,
- Merkeze hareketli denge balanslı öğütücü çekiçleri kuvvetli öğütme imkanı,
- Statora dik kapaktaki öğütücü yükleme bunkerı ile verimli öğütme,
- Yükleme bunkerı kapağı ile kullanıcı korunur,
- Motora doğrudan irtibatlı rotor ile toz alması önlenmekte ve motor ömrü uzatılmaktadır,
- 20 * 40mm (+5 mm) öğütücü yükleme bunkerı besleme girişi ile buna uygun numunelerin öğütülmesi sağlanır,
- 1.1kw, 3000 d/d motor ile verimli öğütme,
- 220 volt- 50hz,
- 5 mm tanecik boyutu için 1-100 mikron arasında incelikte öğütme,
- 20.000 rpm/dk. kuvvetli hız,
- 18 mols özelliğinde kırıcı rotor,
- Kullanım kolaylığı sağlayan plastik gövde ve paslanmaz çelik öğütücü haznesi,
- Rahat kullanım ve kolay temizlik,
- Paslanmaz çelik öğütücü bıçakları,
- 250x200 mm ölçülerinde yükleme bunkerı,
- Cihaz ölçüleri 800x600x1500 mm,
- 380 V/3 faz.



MLD-160

NET AĞIRLIK (kg.)	35
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	40

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- Dijital ekran.

MİPROLAB
MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

