



MIPROLAB

MSB SERİSİ SU BANYOLARI

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MSB Serisi Su Banyoları, direkt yoldan alev maruz kaldığında yanıcı, patlayıcı yapıda olan maddeler ile çalışırken ihtiyaç duyulan cihazlardır, bir çok laboratuvar ve testte sıvı ve katı numunelerin güvenli ve kontrollü bir şekilde ısıtılması için kullanılır;



İlaç Sektörü



Klinikler/
Üniversiteler



Biyoteknoloji



AR&GE - ÜR&GE
Laboratuvarları



Beton Sanayi



Plastik Sanayi



Elektronik
Sanayi



Yarı İletken
Sanayi



Temel Araştırmalarda /
Araştırma Enstitülerinde



Gıda Sektörü



Kimya Sektörü



SAĞLAM TASARIM

- Sağlam ve güvenilir kasa,
- Sıcaklık çalışma aralığı: Ortam sıcaklığı +5 °C / 99,9 °C,
- Isıtma işlemleri için ideal dizayn,
- Birçok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir yekpare paslanmaz çelik tank,
- Homojen ısı dağılımı ve kararlı sıcaklık için sirkülasyonlu veya sirkülasyonsuz tasarım,
- Farklı çalışmalar için 4-6 gözlü kapak, Pleksiglas kapak (60-65°C'ye kadar dayanır) veya Paslanmaz çelik kapak,
- Banyo içindeki sıvı boşaltım tertibatı.

YENİLENMİŞ SİSTEM

- Mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için dijital gösterge (LCD), kullanımı kolay kontrol paneli (ışıklı aç/kapa düğmesi,
- Ekranda ısıtma uyarısı,
- Yapılan programın başlama zamanı, 1 dk. - 99.9 saat aralığı içinde ayarlanan bir süre kadar ertelenebilmektedir.
- Yapılan programın çalışma zamanı, 1 dk. - 99.9 saat aralığı içinde ayarlanan bir süre kadar çalışabilmektedir.

	MSB-15	MSB-30	MSB-45
SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI	Ortam Sıcaklığı +5 °C / 99,9 °C		
SICAKLIK SENSÖRÜ	NTC		
KONTROL SİSTEMİ	PID & MP (PID & Mikroişlemcili)		
SICAKLIK DEĞİŞİMİ	$\leq \pm 0,5$ °C		
SICAKLIK HASSASİYETİ	$\pm 0,1$ °C		
ZAMANLAYICI	1 Dak. - 99.59 Saat + Süresiz Çalışma		
KULLANILABİLİR HACİM, TANK HACMİ (LT)	12-15	20-30	30-45
GÜÇ DEĞERLERİ	900 W / 220 V, 50 HZ.	1500 W / 220 V, 50 HZ.	1500 W / 220 V, 50 HZ.
İÇ YÜZEY YAPISI	Paslanmaz Çelik		
DIŞ YÜZEY YAPISI	Paslanmaya Karşı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik		
İÇ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	240x150x300	300x150x505	625x200x505
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	270x350x330	325x330x530	800x312x530
NET AĞIRLIK (kg.)	7	12	23
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	9	14	26

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*

Sıcaklık Dağılımı	O.S.+5-40 °C $\leq \pm 0,5$ °C
	40-99,9 °C $\leq \pm 1$ °C

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- 4.3 / 5.5 ve 7.2 İnç Ekran Seçenekleri,
- Susuz çalışmaya ve aşırı ısınmaya karşı ısıtıcıları koruyan emniyet termostatu,
- Paslanmaz çelik gövde,
- Dahili Hafıza (125 Gün).