



MTR SERİSİ TERMOREAKTÖR

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

OPSİYONEL İSTEKLER

- 5°C ile 200 °C arasında farklı sıcaklıklarda çalışma imkanı,
- 30, 60, 90, 120 dakika zaman ayarı veya devamlı çalışma,
- Reaksiyon süresi sonunda otomatik kapanma ve sesli ikaz,
- 13-16-22 mm çaplı cam tüplerle, 6-8-12-24 lü kuvvetlerle çalışma imkanı,
- Opsiyonel ayrı kontrol edilebilen çift blok,
- Aşırı ısınmaya karşı güvenlik kontrolü,
- Değişebilir blok,
- Farklı tüplere uygun blok,
- Dokunmatik ekran seçeneği.



	MTR TEKLİ	MTR ÇİFTLİ
KURULU GÜÇ	500 W	1000 W
ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	220x135x305	220x135x440
NET AĞIRLIK (kg.)	5	10
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	7	12

